

Каталог КОМПОНЕНТОВ

Для клиник и зуботехнических лабораторий

ВЫБЕРИТЕ РАЗДЕЛ

Мультиюниты	02
Титановые основания	04
Формирователи десны	05
Трансферы	06
Аналоги	09
Винты	10

Инструменты	11
Временные основания	12
Локатор-абатменты	13
Заглушки	14
Защитные колпачки	15



Мультиюниты

Прямые



РАЗМЕРНЫЙ РЯД

18 вариантов

Все артикулы и исполнения приведены в таблице.

Пример изделия: CN112

Артикул	Совместимость	Угол	Ø, мм	G/H, мм
Совместимые с Dentium				
CN111	Dentium	0°	4,5	1,0
CN112	Dentium	0°	4,5	1,5
CN113	Dentium	0°	4,5	2,5
CN114	Dentium	0°	4,5	3,5
CN115	Dentium	0°	4,5	4,5
CN116	Dentium	0°	4,5	5,5
Совместимые с Osstem				
CN193	Osstem Regular	0°	4,8	1,0
CN194	Osstem Regular	0°	4,8	2,0
CN195	Osstem Regular	0°	4,8	3,0
CN196	Osstem Regular	0°	4,8	4,0
CN197	Osstem Regular	0°	4,8	5,0
CN198	Osstem Regular	0°	4,8	6,0
CN200	Osstem Mini	0°	4,8	1,0
CN201	Osstem Mini	0°	4,8	2,0
CN202	Osstem Mini	0°	4,8	3,0
CN203	Osstem Mini	0°	4,8	4,0
CN204	Osstem Mini	0°	4,8	5,0
CN205	Osstem Mini	0°	4,8	6,0

Нажмите на строку, чтобы открыть карточку товара.

Мультиюниты

Угловые



РАЗМЕРНЫЙ РЯД

23 варианта

Все артикулы и исполнения приведены в таблице.

Пример изделия: CN210

Артикул	Совместимость	Угол	Ø, мм	Г/Н, мм
Совместимые с Dentium				
CN117	Dentium	15°	4,5	1,0
CN118	Dentium	15°	4,5	2,0
CN119	Dentium	15°	4,5	3,0
CN120	Dentium	15°	4,5	4,0
CN121	Dentium	30°	4,5	1,0
CN122	Dentium	30°	4,5	2,0
CN123	Dentium	30°	4,5	3,0
CN124	Dentium	30°	4,5	4,0
Совместимые с Osstem				
CN206	Osstem Regular	17°	4,8	2,0
CN207	Osstem Regular	17°	4,8	3,0
CN208	Osstem Regular	17°	4,8	4,0
CN209	Osstem Regular	17°	4,8	5,0
CN210	Osstem Regular	30°	4,8	2,0
CN211	Osstem Regular	30°	4,8	3,0
CN212	Osstem Regular	30°	4,8	4,0
CN213	Osstem Regular	30°	4,8	5,0
CN214	Osstem Mini	17°	4,8	2,0
CN215	Osstem Mini	17°	4,8	3,0
CN216	Osstem Mini	17°	4,8	4,0
CN217	Osstem Mini	17°	4,8	5,0
CN218	Osstem Mini	30°	4,8	3,0
CN219	Osstem Mini	30°	4,8	4,0
CN220	Osstem Mini	30°	4,8	5,0

Нажмите на строку, чтобы открыть карточку товара.

Титановые основания

Исполнения и размерный ряд



РАЗМЕРНЫЙ РЯД

20 вариантов

Все артикулы и исполнения приведены в таблице.

Пример изделия: CN277

Артикул	Совместимость	Серия	Соединение	G/H, мм
Совместимые с Dentium				
CN233	Dentium	Титановое	-	-
CN277	Dentium	GEO	HEX	2,0
CN278	Dentium	GEO	HEX	3,0
CN279	Dentium	GEO	HEX	1,3
CN280	Dentium	GEO	NON HEX	1,3
CN281	Dentium	GEO	NON HEX	2,0
CN282	Dentium	GEO	NON HEX	3,0
Совместимые с Osstem				
CN157	Osstem	Титановое	-	-
CN283	Osstem Regular	GEO	NON HEX	1,3
CN284	Osstem Regular	GEO	NON HEX	2,0
CN285	Osstem Regular	GEO	NON HEX	3,0
CN292	Osstem Regular	GEO	HEX	1,3
CN293	Osstem Regular	GEO	HEX	2,0
CN294	Osstem Regular	GEO	HEX	3,0
CN286	Osstem Mini	GEO	HEX	1,3
CN287	Osstem Mini	GEO	HEX	2,0
CN288	Osstem Mini	GEO	HEX	3,0
CN289	Osstem Mini	GEO	NON HEX	1,3
CN290	Osstem Mini	GEO	NON HEX	2,0
CN291	Osstem Mini	GEO	NON HEX	3,0

Нажмите на строку, чтобы открыть карточку товара.

- : параметр не указан в наименовании товара на сайте.

Формирователи десны

Диаметры и высоты для Dentium и Osstem



РАЗМЕРНЫЙ РЯД

59 вариантов

Слева: Ø - диаметр (ширина), мм.

Сверху: Н - высота, мм.

На пересечении строки и столбца - артикул.

Совместимые с Dentium

Ø, мм	Н 2,0	Н 3,0	Н 3,5	Н 4,0	Н 5,0	Н 6,0	Н 7,0
4,0	CN63	-	CN67	-	CN88	-	CN89
4,5	CN90	-	CN91	-	CN92	-	CN93
5,5	CN94	-	CN95	-	CN96	-	CN97
6,0	-	CN98	-	CN99	CN100	CN101	CN102
6,5	CN103	-	CN104	-	CN105	-	CN106
7,5	-	-	-	-	CN107	-	-
8,5	-	-	-	-	CN108	-	-
9,5	-	-	-	-	CN109	-	-

Совместимые с Osstem Regular

Ø, мм	Н 3,0	Н 4,0	Н 5,0	Н 7,0	Н 9,0
4,0	CN158	CN159	CN160	CN161	CN162
4,5	CN163	CN164	CN165	CN166	CN167
5,0	CN168	CN169	CN170	CN171	CN172
6,0	CN173	CN174	CN175	CN176	CN177
7,0	CN178	CN179	CN180	CN181	CN182
8,0	-	-	CN183	-	-

Совместимые с Osstem Mini

Ø, мм	Н 3,0	Н 4,0	Н 5,0	Н 7,0	Н 9,0
4,0	CN184	CN185	CN186	CN187	CN188
4,5	CN189	CN190	CN191	CN192	-

Нажмите на артикул, чтобы открыть товар. Знак "-" означает отсутствие такого размера в каталоге.

Трансферы

Для закрытой ложки



РАЗМЕРНЫЙ РЯД

23 варианта

Все артикулы и исполнения приведены в таблице.

Пример изделия: CN125

Артикул	Совместимость	Ø, мм	H, мм
Совместимые с Dentium			
CN125	Dentium	4,0	11
CN126	Dentium	4,0	15
CN127	Dentium	4,5	11
CN128	Dentium	4,5	15
CN129	Dentium	5,5	11
CN130	Dentium	5,5	15
CN131	Dentium	6,5	11
CN132	Dentium	6,5	15
Совместимые с Osstem			
CN244	Osstem Regular	4,0	11
CN245	Osstem Regular	4,0	14
CN246	Osstem Regular	4,5	11
CN247	Osstem Regular	4,5	14
CN248	Osstem Regular	5,0	14
CN249	Osstem Regular	6,0	11
CN250	Osstem Regular	6,0	14
CN251	Osstem Regular	7,0	11
CN252	Osstem Regular	7,0	14
CN253	Osstem Regular	5,0	11
CN265	Osstem Mini	4,0	11
CN266	Osstem Mini	4,0	14
CN267	Osstem Mini	4,5	11
CN268	Osstem Mini	4,5	14
CN269	Osstem Mini	5,0	11

Нажмите на строку, чтобы открыть карточку товара.

Трансферы

Для открытой ложки



РАЗМЕРНЫЙ РЯД

20 вариантов

Все артикулы и исполнения приведены в таблице.

Пример изделия: CN133

Артикул	Совместимость	Ø, мм	Н, мм
Совместимые с Dentium			
CN133	Dentium	4,0	11
CN134	Dentium	4,0	15
CN135	Dentium	4,5	11
CN136	Dentium	4,5	15
CN137	Dentium	5,5	11
CN138	Dentium	5,5	15
CN139	Dentium	6,5	11
CN140	Dentium	6,5	15
Совместимые с Osstem			
CN236	Osstem Regular	4,0	11
CN237	Osstem Regular	4,0	15
CN238	Osstem Regular	5,0	11
CN239	Osstem Regular	5,0	15
CN240	Osstem Regular	6,0	11
CN241	Osstem Regular	6,0	15
CN242	Osstem Regular	7,0	11
CN243	Osstem Regular	7,0	15
CN260	Osstem Mini	4,0	11
CN261	Osstem Mini	4,0	15
CN262	Osstem Mini	4,5	11
CN263	Osstem Mini	4,5	15

Нажмите на строку, чтобы открыть карточку товара.

Трансферы

С уровня мультитюнита



АССОРТИМЕНТ РАЗДЕЛА

4 варианта

Все артикулы и исполнения приведены в таблице.

Пример изделия: CN141

Артикул	Совместимость	Исполнение
Совместимые с Dentium		
CN254	Dentium	Для закрытой ложки
CN255	Dentium	Для открытой ложки
Совместимые с Osstem		
CN141	Osstem	Для закрытой ложки
CN142	Osstem	Для открытой ложки

Нажмите на строку, чтобы открыть карточку товара.

Аналоги

Имплантата и мультиюнита



АССОРТИМЕНТ РАЗДЕЛА

6 вариантов

Все артикулы и исполнения приведены в таблице.

Пример изделия: CN143

Артикул	Совместимость	Тип аналога
Совместимые с Dentium		
CN143	Dentium	Имплантата
CN144	Dentium	Мультиюнита
Совместимые с Osstem		
CN221	Osstem Regular	Имплантата
CN222	Osstem Regular	Мультиюнита
CN223	Osstem Mini	Мультиюнита
CN256	Osstem Mini	Имплантата

Нажмите на строку, чтобы открыть карточку товара.

Винты

Винты для супраструктур



АССОРТИМЕНТ РАЗДЕЛА

6 вариантов

Все артикулы и исполнения приведены в таблице.

Пример изделия: CN151

Артикул	Совместимость	Наименование
Совместимые с Dentium		
CN151	Dentium	Винт для супраструктур
CN152	Dentium	Винт для супраструктур
Совместимые с Osstem		
CN225	Osstem Regular	Винт для супраструктур
CN226	Osstem Regular	Винт для супраструктур
CN257	Osstem Mini	Винт для супраструктур
CN258	Osstem Mini	Винт для супраструктур

Нажмите на строку, чтобы открыть карточку товара.

Инструменты

Отвёртки, драйверы и ключи



АССОРТИМЕНТ РАЗДЕЛА

10 вариантов

Все артикулы и исполнения приведены в таблице.

Пример изделия: CN148

Артикул	Наименование	Размеры
Совместимые с Dentium		
CN148	Отвертка клиническая Dentium	Круг 7.0 мм; Ø 1.2 мм; L 9 мм
CN149	Отвертка клиническая Dentium	Круг 7.0 мм; Ø 1.2 мм; L 15 мм
CN150	Отвертка клиническая Dentium	Круг 7.0 мм; Ø 1.2 мм; L 20 мм
CN274	Драйвер мультиюнита Dentium	-
Совместимые с Osstem		
CN270	Отвертка клиническая Osstem	Круг 7.0 мм; Ø 1.27 мм; L 9 мм
CN271	Отвертка клиническая Osstem	Круг 7.0 мм; Ø 1.27 мм; L 15 мм
CN272	Отвертка клиническая Osstem	Круг 7.0 мм; Ø 1.27 мм; L 20 мм
CN273	Драйвер мультиюнита Osstem	-
Универсальные		
CN275	Динамометрический ключ универсальный	-
CN276	Динамометрический ключ квадрат	-

Нажмите на строку, чтобы открыть карточку товара.

- : параметр не указан в наименовании товара на сайте.

Временные основания

С уровня имплантата и мультиюнита



АССОРТИМЕНТ РАЗДЕЛА

8 вариантов

Все артикулы и исполнения приведены в таблице.

Пример изделия: CN154

Артикул	Совместимость	Уровень	Соединение
Совместимые с Dentium			
CN154	Dentium	Имплантат	HEX
CN155	Dentium	Имплантат	NON HEX
CN156	Dentium	Мультиюнит	-
Совместимые с Osstem			
CN235	Osstem	Мультиюнит	-
CN295	Osstem Regular	Имплантат	HEX
CN298	Osstem Regular	Имплантат	NON HEX
CN296	Osstem Mini	Имплантат	HEX
CN299	Osstem Mini	Имплантат	NON HEX

Нажмите на строку, чтобы открыть карточку товара.

- : параметр не указан в наименовании товара на сайте.

Локатор-абатменты

Совместимость и высота



РАЗМЕРНЫЙ РЯД

6 вариантов

Все артикулы и исполнения приведены в таблице.

Пример изделия: CN145

Артикул	Совместимость	Ø, мм	Н, мм
Совместимые с Dentium			
CN145	Dentium	4,5	1,0
CN146	Dentium	4,5	2,0
CN147	Dentium	4,5	3,0
Совместимые с Osstem			
CN230	Osstem	4,8	1,0
CN231	Osstem	4,8	2,0
CN232	Osstem	4,8	3,0

Нажмите на строку, чтобы открыть карточку товара.

Заглушки

Для имплантата



АССОРТИМЕНТ РАЗДЕЛА

3 варианта

Все артикулы и исполнения приведены в таблице.

Пример изделия: CN153

Артикул	Совместимость	Наименование
Совместимые с Dentium		
CN153	Dentium	Заглушка для имплантата
Совместимые с Osstem		
CN227	Osstem Regular	Заглушка для имплантата
CN259	Osstem Mini	Заглушка для имплантата

Нажмите на строку, чтобы открыть карточку товара.

Защитные колпачки

Совместимость и размеры



РАЗМЕРНЫЙ РЯД

2 варианта

Все артикулы и исполнения приведены в таблице.

Пример изделия: CN228

Артикул	Совместимость	Ø, мм	Н, мм
Совместимые с Dentium			
CN228	Dentium	4,5	5,0
Совместимые с Osstem			
CN229	Osstem	4,8	5,0

Нажмите на строку, чтобы открыть карточку товара.